


Аqr5 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ифа - P55064

Артикул: CM0014877



введение

CamelBio предлагает AQP5 Кроличью поликлональную антитело, поликлональное антитело против человеческой аквапорина-5 (P55064) для вестерн-блота (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИНС-Р) и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований транспорта воды.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AQP5 Кроличья поликлональная антитело
Примечания / Алиасы	PPKB; AQP-5; AQP5
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	362
ID гена	362
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 200-265 человеческого AQP5 (NP_001642.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P55064
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовая упаковка