

Ar-V7 Кроличий Pab Для Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Артикул: CM0023357

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого AR-V7 (вариант сплайсинга андрогенового рецептора) для WB, IF/ICC, ELISA. Нацелено на конститутивно активный изоформу, лишенную лиганд-связывающего домена, 67 кДа. Валидировано на человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AR-V7 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Вид	Человек
GenelD (Человек)	367
GenelD	367
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 544-644 человеческого AR-V7 (NP_001334990.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10275-3
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	В пакете со льдом