

Кроличье Моноклональное Антитело К Arginase-1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q61176

Артикул: CM0007929

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Arginase-1 (Arg-1), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения мочевиного цикла, иммунной регуляции и противоопухолевого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Arginase-1
Примечания/синонимы	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	383
GeneID	11846
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 мышинного Arginase-1 (NP_031508.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q61176
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом