


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Аргиназы 2 (Arg2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P78540

Артикул: CM0029867



### введение

Кроличья поликлональное антитело против аргиназы 2 (ARG2) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); обнаруживает белок человека, мыши и крысы. Иммуноген соответствует аминокислотам 270-354. Полезно для исследований метаболизма аргинина, иммунорегуляции и митохондрий.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Arginase 2 (ARG2) Rabbit pAb                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | ARG2; Arginase 2 (ARG2)                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 384                                                                                                  |
| GeneID                    | 384                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 270-354 аргиназы 2 человека (ARG2) (NP_001163.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                 |
| SWISS                     | P78540                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 39кДа                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                  |