

Поликлональное Кроличье Антитело К Arhgap30 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q7Z6I6

Артикул: CM0022792

введение

Поликлональное кроличье антитело к ARHGAP30, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека и мыши. Нацелено на Rho-GTPase-активирующий белок 30, GAP для RAC1 и RHOA. Рекомбинантный иммуноген, источник — кролик.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к ARHGAP30
Примечания/синоним	ARHGAP30
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	257106
Идентификатор гена	257106
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 485-585 человеческого ARHGAP30 (NP_859071.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z6I6
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом