

Поликлональные Кроличьи Антитела К Arhgdib Для Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Артикул: CM0026016



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARHGDIB (RhoGDI2/Ly-GDI). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают мишень в пробах человека и мыши. Идеально подходят для изучения сигналинга Rho GTPаз и динамики актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGDIB Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	397
GeneID	397
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-201 человеческого ARHGDIB (NP_001166.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52566
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовой пакет