

Поликлональное Антитело К Arms2, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P0C7Q2

Артикул: CM0018136

введение

Высококачественное поликлональное антитело к ARMS2, полученное из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для исследования возрастной макулярной дегенерации и экспрессии белка ARMS2 в сетчатке и плаценте человека. Перекрестно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к ARMS2 (кролик)
Примечания / Альтернативные названия	ARMD8; ARMS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	387715
ID гена	387715
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 белка ARMS2 человека (NP_001093137.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P0C7Q2
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом