

Кроличье Поликлональное Антитело К Arr3 Для Wb, Elisa - P36575

Артикул: CM0015598

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ARR3 (аррестина колбочек). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Используется в исследованиях передачи сигналов в сетчатке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ARR3
Примечания/синонимы	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
Вид	Человек
GeneID	407
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого ARR3 (NP_004303.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P36575
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент