

Кроличье Поликлональное Антитело Asb17 Для Вестерн1-Блоттинга И Ифа - Q8Wxj9

Артикул: CM0024179

введение

Анти-ASB17 кроличье поликлональное антитело, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с кросс-реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути в яйчках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASB17 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Asb-17; ASB17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	127247
GeneID	127247
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-130 человеческого ASB17 (NP_543144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXJ9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом