

Кроличье Поликлональное Антитело К Ascl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50553

Артикул: CM0017556

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ASCL1 (гомолог 1 Achaete-scute), фактор транскрипции, критически важный для нейрональной дифференцировки. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белками. Подходит для исследований нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Ascl1
Примечания/Альтернативные названия	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
Вид	Человек
GeneID (человек)	429
GeneID	429
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-236 человеческого белка Ascl1 (NP_004307.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P50553
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом