


Кроличье Моноклональное Антитело К Asc/Tms1 Для Wb, If, Ihc, Elisa — Q9Epb4

Артикул: CM0006294



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против мышинного ASC/TMS1 (Pycard), валидированное для WB, IF, IHC и ELISA. Определяет ASC человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований инфламмасом и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ASC/TMS1
Примечания/синонимы	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29108
GeneID	66824
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-93 мышинного ASC/TMS1 (NP_075747.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9EPB4
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом