


Кроличья Поликлональная Антитело К Asmt Для Вб, Ифа - P46597

Артикул: CM0018238



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческой ASMT (ацетилсеротонин-О-метилтрансфераза), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для изучения путей биосинтеза мелатонина. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASMT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Вид	Человек
ID гена (человек)	438
ID гена	438
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 76-298 человеческой ASMT (NP_001164510.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P46597
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовая упаковка