

Кроличыи Поликлональные Антитела K Aspm - Идентификатор Гена: 259266

Артикул: CM0022595

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на ASPM (белок, ассоциированный с аномальной веретенообразной микроцефалией). Валидированы для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований нейроразвития и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ASPM
Примечания/синонимы	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
Идентификатор гена	259266
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого ASPM (NP_060606.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет