


Кроличье Rab Против Ass1 - P00966

Артикул: CM0022279



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ASS1 (аргининосукцинат синтаза), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком; подходит для исследований цикла мочевины и биосинтеза аргинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против ASS1
Примечания/Альтернативные названия	ASS; CTLN1; ASS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	445
ID гена	445
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-412 человеческого ASS1 (NP_446464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00966
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом