


Кроличья Поликлональная Антитело К Асимметрично Диметилированному Гистону H3 (R17) – Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000384



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к гистону H3, асимметрично диметилированному по аргинину 17 (R17). Валидирована для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических и хроматинных исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к асимметрично диметилированному гистону H3-R17
Примечания/алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический асимметрично диметилированный пептид, соответствующий области R17 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкая реактивность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом