


Асимметричный Диметил-Гистон H3-R2 (Q16695/P68431) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000271



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное на асимметричное диметилирование аргинина 2 гистона H3 (Q16695/P68431). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Асимметричный ДиМетил-Гистон H3-R2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Асимметричный ДиМетил-Гистон H3-R2
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический асимметрично диметилированный пептид в области R2 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом