

Кроличий Поликлональный Антитело К Асимметрично Диметилированному Гистону H3-R2 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000243



введение

Это кроличье поликлональное антитело специфически распознает асимметричное диметилирование гистона H3 по аргинину 2 (H3R2me2a). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами, поддерживая эпигенетические исследования и исследования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Асимметричный ДиМетил-Гистон H3-R2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Асимметричный ДиМетил-Гистон H3-R2
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид с асимметричным диметилированием в области R2 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом