

Кроличья Раb К Асимметрично Диметилированному Гистону H3-R26 (Q16695 / P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа (Elisa)

Артикул: CM0000305



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против асимметрично диметилированного гистона H3 в положении R26 (Q16695/P68431), подходящее для WB, IF/ICC и ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе и других широкомасштабных прогнозируемых видах. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к асимметрично диметилированному гистону H3-R26
Примечания/Псевдоним	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Асимметрично диметилированный гистон H3-R26
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, IF/ICC, ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Широкий диапазон прогнозируется)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом