


Кроличье Моноклональное Антитело К Асимметрично Диметилированному Гистону H3-R8 (Q16695/P68431) Для Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000249



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на асимметричное диметилирование аргинина 8 гистона H3 (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для методов WB, DB, ИHC-P и ELISA. Подходит для исследований в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к асимметрично диметилированному гистону H3-R8
Примечания/Синонимы	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; Асимметрично диметилированный гистон H3-R8
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический асимметрично диметилированный пептид в области R8 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом