


Асимметричный Диметил-Гистон H3-R8 Кроличий Pab (Q16695 / P68431) – Валидирован Для Wb, IHC-P, Chip, Elisa

Артикул: CM0000374



введение

Поликлональное антитело кролика против асимметричного диметил-гистона H3-R8, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и ChIP. Распознает человека, мышь, крысу и другие виды (предполагается широкий спектр). Идеально для эпигенетических исследований метилирования аргинина и регуляции хроматина. UniProt: Q16695 / P68431.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Асимметричный диметил-гистон H3-R8 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид – синтетический асимметрично диметилированный пептид вокруг R8 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом (лед)