


Кроличье Поликлональное Антитело К Асимметрично Диметилированному Гистону H4-R3 (P62805) Для Вб, Игх-П, Ифа

Артикул: CM0000276



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к асимметричной диметилированию аргинина 3 гистона H4 (Swiss-Prot P62805). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ИФА. Предполагается перекрестная реактивность с человеческими, мышинными, крысиными и другими видами, что делает этот препарат ценным инструментом для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Асимметрично диметилированный гистон H4-R3, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Асимметрично диметилированный гистон H4-R3
Вид	Человек
ГенID (человек)	H4
ГенID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический асимметрично диметилированный пептид, соответствующий области R3 человеческого HIST2H4A (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовый пакет