


Кроличья Поликлональная Антитело К Асимметрично Диметилированному Гистону H4-R3 | P62805 | Валидировано Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Артикул: CM0000262



введение

Кроличья поликлональное антитело, специфичное к асимметричному диметилированию гистона H4 по аргинину 3 (P62805). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обладает широкой перекрестной реактивностью с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами. Идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический асимметрично диметилированный пептид в районе R3 человеческого гистона H4 (NP_003539.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете