

Atf1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ip, Elisa - P18846

Артикул: CM0030597

введение

Поликлональные антитела кролика к ATF1, валидированные для WB, IP, ELISA на образцах человека и мыши. Нацелены на зависимый от циклического АМФ фактор транскрипции ATF-1, ключевой CRE-связывающий белок, участвующий в пролиферации и трансформации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	466
ID гена	466
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого ATF1 (NP_005162.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P18846
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом