

Atf6 Rabbit Mab - P18850

Артикул: CM0007794

введение

Кроличы моноклональные антитела против ATF6 для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий ATF6, ключевой предшественник транскрипционного фактора UPR, встроенный в мембрану ЭПР. Надежное сырье для разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ACHM7; ATF6A
Вид	Человек
GeneID	22926
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 человеческого ATF6 (NP_031374.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18850
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент