

Кроличья Поликлональное Антитело К Atf6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

Артикул: CM0016689

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против ATF6 (ACHM7/ATF6A). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований стресса ЭПР и UPR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATF6 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	ACHM7; ATF6A; ATF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	22926
GeneID	2292626
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18850
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом