

Поликлональное Антитело Кролика Против Atmin Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O43313

Артикул: CM0027087

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ATMIN (ASCIZ/ZNF822). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований повреждения ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ATMIN
Примечания/Альтернативные названия	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23300
ID гена	23300
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-360 человеческого ATMIN (NP_056066.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43313
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом