

Atp1A2 Кроличья Rab Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P50993

Артикул: CM0014348

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого ATP1A2 (P50993). Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований натриевого насоса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP1A2 Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	477
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого ATP1A2 (NP_000693.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50993
Молекулярный вес белка	112кДа
Доставка	Сумка со льдом