


Поликлональное Кроличье Антитело К Atp6V1A Для Wb, Elisa — P38606

Артикул: CM0013557



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Atp6V1A, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает белок мыши. Нацелено на каталитическую субъединицу V-АТФазы для исследований аутофагии и лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Atp6V1A
Примечания/синонимы	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	523
GeneID	523
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого Atp6V1A (NP_001681.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P38606
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент