


Кроличье Моноклональное Антитело К Atr Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q13535

Артикул: CM0005019



введение

Кроличье моноклональное антитело к ATR, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека. Нацелено на серин/треонин-протеинкиназу ATR, критический регулятор контрольной точки повреждения ДНК. UniProt Q13535.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к ATR
Примечания/Альтернативные названия	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
Вид	Человек
GeneID	545
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 белка ATR человека (NP_001175.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13535
Молекулярная масса белка	301 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом