


Кроличья Поликлональная Антитела К Atr Для Wb, Elisa — Q13535

Артикул: CM0024774



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий ATR (серин/треонин-протеинкиназа ATR), для методов Вестерн-блот и ELISA. Валидирована для детекции ATR в исследованиях повреждения ДНК и сигнализации контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Вид	Человек
ID гена (человек)	545
ID гена	545
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13535
Молекулярная масса белка	301 кДа
Доставка	Айс-бокс