

Поликлональное Кроличье Антитело К Aven Для Wb, Elisa - Q9Nqs1

Артикул: CM0017679

введение

Поликлональное кроличье антитело к AVEN (PDCD12) для WB и ELISA. Детектирует AVEN человека и крысы, регулятор клеточной гибели, защищающий от апоптоза, опосредованного Аraf-1. Идеально подходит для исследований апоптоза в семенниках, яичниках, тимусе и других тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AVEN
Примечания/синоним	PDCD12; AVEN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57099
Идентификатор гена	57099
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 203–362 человеческого AVEN (NP_065104.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9NQS1
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом