

Кроличье Моноклональное Антитело К Bag3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Ифа - O95817

Артикул: CM0011209

введение

Кроличье моноклональное антитело против BAG3 (Bcl-2-ассоциированный атаноген 3), валидировано для вестерн1-блоттинга, иммуногистохимии, ИФА. Распознает человеческий и мышиный BAG3; нацелено на ко-шаперон в процессах аутофагии, апоптоза и стрессового ответа. Идеально для исследований рака и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к BAG3
Примечания/Альтернативные названия	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Вид	Человек
GeneID	9531
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого BAG3 (O95817).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95817
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом