

Кроличий Поликлональный Антитело К Batf3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr55

Артикул: CM0013622

введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого BATF3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для изучения дифференцировки дендритных клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BATF3 кроличий пкАт
Примечания/Псевдоним	JDP1; SNFT; JUNDM1; BATF3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55509
Идентификатор гена	55509
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 человеческого BATF3 (NP_061134.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9NR55
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом