


Кроличье Поликлональное Антитело К Baz1A Для Wb, Elisa - Q9Nrl2

Артикул: CM0028502



введение

Кроличье поликлональное антитело к BAZ1A, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на фактор ремоделирования хроматина ACF1, участвующий в репликации и транскрипции ДНК. Идеально для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb к BAZ1A
Примечания/Алиасы	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11177
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1347-1556 белка BAZ1A человека (NP_038476.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRL2
Молекулярная масса белка	179 кДа
Доставка	В пакете со льдом