

## Кроличья Поликлональная Антитело К Bcas2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75934

Артикул: CM0027742



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого BCAS2 (SPF27) — фактора сплайсинга пре-мРНК. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований повреждений ДНК и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье пАб к BCAS2                                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| GeneID                    | 10286                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-225 человеческого BCAS2 (NP_005863.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                          |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                             |
| SWISS                     | O75934                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 26 кДа                                                                                                           |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                  |