


## Кроличье Поликлональное Антитело К Bcl10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95999

Артикул: CM0015202



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок Bcl10 (NP\_003912.1, aa 1-118). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально для исследований иммунной сигнализации и лимфом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Характеристика                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к Bcl10                                                                                                                                      |
| Другие названия / Алиасы  | CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 8915                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 8915                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого Bcl10 (NP_003912.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                     | O95999                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 26 кДа                                                                                                                                                    |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                                         |