

Кроличыи Поликлональные Антитела К Bcl6 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ихк, Ифа — P41182

Артикул: CM0029897



введение

Кроличыи поликлональные антитела к BCL6, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с белком BCL6 человека, мыши и крысы (79 кДа). BCL6 — ключевой транскрипционный репрессор В-клеток герминативных центров и лимфом. Подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к BCL6
Примечания/алиасы	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Вид	Человек
GeneID	604
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-280 человеческого BCL6 (NP_001124317.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41182
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет