

Поликлональные Антитела Кролика Против Bcs1L Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y276

Артикул: CM0025144

введение

Поликлональные антитела кролика против BCS1L, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Нацелены на митохондриальный шаперон BCS1L (48 кДа), участвующий в сборке комплекса III; идеально подходят для исследований митохондрий и разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCS1L Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BCS; BJS; PTD; BCS1; FLNMS; h-BCS; MC3DN1; h-BCS1; GRACILE; Hs.6719; BCS1L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	617
GeneID	617
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-240 человеческого BCS1L (NP_004319.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y276
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Со льдом