


Моноклональное Антитело Кролика Против Bgat Для Wb И Elisa — P16442

Артикул: CM0009225



введение

Моноклональное антитело кролика против BGAT, валидированное для WB и ELISA, реагирует с человеческим белком и нацелено на трансферазу системы гистокровяных групп ABO (P16442). Идеально подходит для исследований антигенов групп крови и разработки тестов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против BGAT
Примечания/синонимы	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	28
GeneID	28
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого BGAT (P16442).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16442
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом