

## Поликлональное Антитело Кролика Против Bgn Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P21810

Артикул: CM0028907

### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Бигликан (BGN). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген (aa 20-230). Идеально для исследований внеклеточного матрикса и сборки коллагеновых волокон.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против BGN                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)                   | 633                                                                                                                                  |
| GeneID                             | 633                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-230 человеческого BGN (NP_001702.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                              | P21810                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 42 кДа                                                                                                                               |
| Доставка                           | В сумке со льдом                                                                                                                     |