


Моноклональное Антитело Кролика Против Vhmt Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q93088

Артикул: CM0007640



введение

Моноклональное антитело кролика против Vhmt для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет Vhmt человека и крысы, 45 кДа. Идеально для исследований метаболизма гомоцистеина и исследований печени/почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против Vhmt
Примечания/Альтернативные названия	Vhmt1; HEL-S-61p; Vhmt
Вид	Человек
ID гена	635
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 306-406 Vhmt человека. (NP_001704.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q93088
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В пакете со льдом