

## Поликлональное Антитело К Bid Кролика - P55957

Артикул: CM0016224



### введение

Bid Rabbit pAb (SWISS P55957) — это кроличье поликлональное антитело к белку Bid человека. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белком мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело к Bid кролика                                                                              |
| Примечания/Алиасы         | FR497; Bid                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                            |
| ИД гена                   | 637                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-195 белка Bid человека (NP_001187.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                            |
| Применение                | ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                               |
| SWISS                     | P55957                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 22 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                       |