


Моноклональное Антитело Биотин Anti-Cd4 Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0011911



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело против CD4 человека и макаки-крабоеда, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для идентификации Т-хелперов, изучения ВИЧ-рецепторов и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин, кроличье антитело к CD4 человека/обезьяны, мкА
Примечания/Синонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид мишени	Человек
ID гена	920 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет