

Моноклональное Анти-Cd4 Антитело С Биотином Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0012617



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против CD4 человека и макаки-крабоеда, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для идентификации Т-хелперных клеток, изучения иммунного ответа и исследований ВИЧ. Сырье для IVD исследовательского класса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин Кроличье анти-Человеческий/Обезьяний CD4 мат
Примечания/Псевдоним	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
GeneID (Человек)	920
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P01730
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом