

Биотинилированное Моноклональное Антитело Против Cd45 Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0005879



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD45 человека и яванского макака (P08575). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований активации Т-клеток и детекции общего лейкоцитарного антигена в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против CD45 человека/обезьяны
Примечания/Алиасы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131кДа/136кДа/141кДа/143кДа/147кДа
Условия доставки	В пакете со льдом