


Моноклональное Анти-Cd8A Антитело С Биотином Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0011695



введение

Меченное биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против CD8a человека и обезьян-резус, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунотипирования Т-клеток, исследований иммунных контрольных точек и анализов клеточной цитотоксичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Обезьяна-резус
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В ледяном пакете