

Биотинилированное Моноклональное Антитело Против Hla-Dr Для Проточной Цитометрии - P01903

Артикул: CM0012105



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против альфа-цепи HLA-DR человека и яванского макака (P01903), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для анализа экспрессии МНС класса II на антигенпрезентирующих клетках и иммунного мониторинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против HLA-DR человека и обезьяны, МАб
Примечания/псевдоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DR человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрёстная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом