

Биотинилированное Моноклональное Антитело Мыши К Человеческому Cd11b Для Проточной Цитометрии — P11215

Артикул: CM0010890



введение

Биотинилированное моноклональное антитело мыши к человеческому CD11b для проточной цитометрии. Распознаёт интегрин альфа-M человека (MAC-1), экспрессируемый моноцитами и гранулоцитами. Подходит для окрашивания поверхности клеток и исследований адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное мышиное античеловеческое моноклональное антитело к CD11b
Примечания/синонимы	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Вид	Человек
GeneID (человек)	3684
GeneID	3684
Иммуноген	Синтетический пептид, происходящий из человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом