

Моноклональное Антитело К Мышиному Cd117/C-Kit, Конъюгированное С Биотином, Для Проточной Цитометрии - P05532

Артикул: CM0005953



введение

Биотин-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного рецепторной тирозинкиназы CD117/c-Kit. Валидировано для проточной цитометрии, распознает внеклеточный домен белка. Идеально подходит для исследований в области стволовой клеточной биологии, гемопоэза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD117/c-Kit
Примечания/алиасы	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид мишени	Мышь
GeneID (Мышь)	16590
GeneID (Человек)	3815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярная масса белка	22 кДа/108 кДа/109 кДа
Доставка	Холодовой пакет