

Биотинилированное Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd161c/Nk1.1 Для Проточной Цитометрии — P27814

Артикул: CM0008917

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD161c/NK1.1, валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт стимулирующий рецептор НК-клеток, участвующий в цитотоксичности и продукции интерферона-гамма. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против мышиного CD161c/NK1.1, mAb
Примечания/синонимы	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klr1b1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKRP1.9
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3820
GeneID	17059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67–223 мышиного CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом